

# KERN 440-33N

Der Klassiker im Labor



## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	20 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	210 x 350 x 175 mm
Bruttogewicht:	1,365 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	952 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	165 x 230 x 82 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	105
Wägeraum (BxTxH):	100 x 200 x 100 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	20000
Außer mittige Belastung bei 1/3 Max:	30
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 g (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	20 mg
Reproduzierbarkeit:	10 mg
Wägebereich [Max]:	200 g
Wägeeinheiten:	ct dwt g gn kg lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,500 cm
----------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Mindestgewicht (USP):	20 g
-----------------------	------

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen	20 mg
--	-------

Zählaufösung:	10000
---------------	-------