


Produktbeschreibung

Art Nr.: 32-FS-1.02

Swabs mit Bürstenkopf, einzeln, steril verpackt



Maße :

Stabdurchmesser :	2,0 mm ± 0,05 mm
Gesamtlänge:	153,00 mm ± 1,00mm
Durchmesser Bürste:	3,5 mm ± 0,05 mm Gesamtlänge
Länge Bürste:	30,0 mm ± 1,00 mm
Sollbruchstelle:	123 mm ± 1,00 mm

Material:	ABS, Nylon beflockt
Steril:	γ-bestrahlt
Lagertemperatur:	2°-30°C, nicht einfrieren
Lagerfähigkeit:	36 Monate