




M 12 + 12



Besteht aus einem Plexiglasblock mit 12 × extra starken Dauermagneten zur schnellen Magnetseparation in 1,5 ml und 2,0 ml Tubes.

- Optimiert zur Verwendung mit Magnetpartikel-Kits
48 Positionen für Reaktionsgefäße, davon 24 zur Magnetseparation
- (12×für 1,5 ml und 12×für 2,0 ml Tubes)
- Für 1,5 ml (konisch) und 2,0 ml Reaktionsgefäße verwendbar
- Transparente Bauweise ermöglicht ständige optische Kontrolle der Separation

	M 12 + 12
Kat. Nr.	210141
Format	1,5 / 2,0ml Tubes
Kunststoff	Plexiglas
Farbe	■
Stück pro Beutel	1
Merkmale	Für je 12 x 1,5 und 2,0 ml Tubes