



M 2



Besteht aus einem Aluminiumblock mit 2× extra starken Dauermagneten zur schnellen Magnetseparation in 1,5 ml und 2,0 ml Tubes.

- Optimiert zur Verwendung mit Magnetpartikel-Kits
- Nach vorne offene Bauweise ermöglicht ständige optische Kontrolle der Separation
- Die Magnetseparation benötigt nur kurze Zeit (< 2 min)

	M 2
Kat. Nr.	209600
Format	1.5/2.0 ml
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium
Stück pro Beutel	1
Merkmale	für 2x 1.5/2.0 ml Tubes

Magnetseparator M2

Anwendung

Der M2 ist für die Verwendung als Magnetseparator für Beads als Isolator von Nukleotiden, Säuren, Proteinen oder Biomolekülen.

Lagerung

Der Magnetseparator sollte in einem trockenen Raum bei Raumtemperatur gelagert werden. Die Magneten sollten nicht über 80°C erhitzt werden, was dann evtl. einen Verlust der magnetischen Eigenschaften und Funktionalität ergeben könnte.

Sicherheit

Wegen des starken Magnetfeldes sollten geeignete Sicherheitsmaßnahmen, vor der Arbeit mit dem Magnetseparator, vorgenommen werden. Halten Sie die Magneten weg von Eisenmaterialien und empfindlichen Medien wie Computer, Kreditkarten usw.

Nur für Forschungszwecke. Nicht für Human- oder Tiertherapie, bzw. Diagnosen.