




## 0,2 ml PCR Tubes



Die extrem dünnwandigen Reaktionsgefäße gewährleisten einen optimalen Wärmetransfer in das Innere der Gefäße und damit reproduzierbare PCR - Reaktionen.

- Kein Aufspringen der Deckel während der PCR - Reaktion
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Mit flachem Deckel für einfaches Beschriften und Durchstechen oder
- Mit gewölbtem Deckel für effizienten Wärmetransfer des Cycler-Heizdeckels

Einsetzbar in alle gängigen Thermocycler

PP

ISO

DNA RNase  
FREE

INHIBITOR  
FREE

	0,2 ml PCR Tube	0,2 ml PCR Tube
<b>Kat. Nr.</b>	<b>311051</b>	<b>312051</b>
Format	0,2 domed	0,2 at
Kunststoff	PP	PP
Farbe		
Stück pro Beutel	1000	1000