




**PCR
PLASTICS**

8-Microstrip Classic Line



Die extrem dünnwandigen Reaktionsgefäße des 8-PCR-Streifens im „klassischen“ Design gewährleisten einen optimalen Wärmetransfer in das Innere der Gefäße und damit reproduzierbare PCR Reaktionen.

Optimal geeignet für die Handhabung mit einer 8-Kanal Pipette.

Die 8-PCR-Streifen Classic Line werden jeweils als separate 8-PCR-Tube-Streifen und als 8-PCR-Deckel-Streifen angeboten. Die Deckel-Streifen haben abgeflachte klare Deckel, die auch für einen Einsatz in Fluoreszenz-applikationen geeignet sind.

PP	ISO	DNA RNase FREE	INHIBITOR FREE	HUMAN DNA FREE
-----------	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

	8 - PCR - Tube-Streifen , dome	8 - PCR - Deckel-Streifen , cap
Kat. Nr.	31086 5	31087 5
Kunststo	PP	PP
Farbe	■	■
Stück pro Beutel	250	250