



1,5 ml NCC Tubes



Die 1,5 ml Reaktionsgefäße mit Klipp-Verschluss können ebenfalls mit NCC-Deckel verschlossen werden.

Zu den Gefäßen wird ein MTP-Rack mit NCC-Deckeln (analog Kat.Nr. 312010) mitgeliefert, die somit individuell montiert werden können.

- Verwendung mit M12+12

PP

ISO

DNA RNase
FREE

INHIBITOR
FREE

	1,5 ml NCC
Kat. Nr.	313000
Format	1,5 ml
Kunststoff	PP
Farbe	■
Stück pro Beutel	96 NCC-Microtubes (1,5 ml) inkl. 96 NCC-Deckel im MTP Rack