



## 0,5 ml PCR Tubes



Die extrem dünnwandigen Reaktionsgefäße gewährleisten einen optimalen Wärmetransfer in das Innere der Gefäße und damit reproduzierbare PCR - Reaktionen.

- Kein Aufspringen der Deckel während der PCR - Reaktion
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Mit flachem Deckel für einfaches Beschriften und Durchstechen oder
- Mit gewölbtem Deckel für effizienten Wärmetransfer des Cycler-Heizdeckels

Einsetzbar in alle gängigen Thermocycler



	0,5 ml PCR Tube	0,5 ml PCR Tube
<b>Kat. Nr.</b>	<b>314051</b>	<b>315051</b>
Format	0,5 domed	0,5 at
Kunststoff	PP	PP
Farbe		
Stück pro Beutel	1000	1000