



Workstation



Kombinierbar mit der THERMOSPRINT, 96 Well Platte, der NCC 96-Well Platte in Verbindung mit der Workstation (Kat.Nr. 310501).

Die wiederverwendbare Arbeitsstation mit Verdrehschutz erlaubt ein vereinfachtes Handling auch an Pipettierautomaten (Plattengreifer).

- Ermöglicht durch die Stapelbarkeit vorbereiteter oder bereits bearbeiteter PCR-Platten eine ideale Lagermöglichkeit Ihrer kostbaren Proben
- Autoklavierbar bei 121°C
- Universell verwendbar mit 96-Well Platten und NCC 96-Well Platten

	Workstation
Kat. Nr.	310501
Kunststoff	PC
Farbe	■
Stück pro Beutel	5