




NCC Einzeldeckel



Die NCC-Einzeldeckel ermöglichen durch den Verschluss von Einzelaktivitäten ein kreuzkontaminationsfreies Arbeiten (NCC-Technologie). Jede Kavität kann mit einem Deckelhandler seperat geöffnet und wieder verschlossen werden.

Jeweils 96 einzelne NCC-Deckel liegen gebrauchsfertig in einem „Rack“ im MTP-Format montiert vor.

PP

ISO

DNA RNase
FREE

INHIBITOR
FREE

	NCC Deckel
Kat. Nr.	312010
Kunststoff	PP
Stück pro Beutel	10 MTP-Platten mit je 96 NCC-Deckeln